



Made in Germany 
Save CO2 

Gewicht, inhoud	Sneltest Giardia 1 testkit	5 testkits	10 testkits	100 testkits								
EAN Code	8718403362480	8718403362145	8718403362152	8718403362169								
Advies Verkoopprijs	Zie prijslijst											
	Hond & Kat											
Indicatie	In-house snel detectie van Giardia-antigenen in ontlastingsmonsters van honden en katten.											
Korte beschrijving	Sneltest van Giardia-antigenen in ontlastingsmonsters van honden en katten											
Lange beschrijving	<p>Fassisi Giardia sneltest is een snelle immunochromatografische test die oppervlakte-antigenen van Giardia-cysten en trofozoïeten detecteert* in uitwerpselen van honden en katten. Als er een infectie met Giardia aanwezig is, is onmiddellijke behandeling belangrijk en moet de huisdiereigenaar ook onmiddellijk hygiënische maatregelen nemen in het eigen huishouden om de bijzonder hardnekkige ziekteverwekkers te bestrijden. Met de GiarDia sneltest heeft u zeer snel resultaat, zodat er geen tijd verloren gaat bij het vervolg. De sneltest werkt met een koppelingstechniek op basis van blauwe latexdeeltjes. De latexdeeltjes zorgen ervoor dat de testlijn een bijzonder intens kleurresultaat heeft als het resultaat positief is (hoge gevoeligheid), zodat de kleinste concentraties Giardia-cysten betrouwbaar kunnen worden gedetecteerd.</p> <p>* Opgemerkt moet worden dat de uitscheiding van Giardia-trofozoïeten en cysten onregelmatig is en ook tijdelijk kan stoppen. Daarom worden meerdere onderzoeken aanbevolen, of een in de dagelijkse praktijk meer gebruikelijke methode: onderzoek van een collectief fecaal monster. (neem van 3 dagen feces een klein monster en meng deze in de bruine verzamelcontainer, deze dient tussentijd koel bewaard te worden. Dit mengmonster kan, nadat het op kamertemperatuur is gebracht, als uitgangspunt voor de test gebruikt worden en geeft zo een nog hogere testbetrouwbaarheid)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belangrijkste eigenschappen: <ul style="list-style-type: none"> - Testresultaat binnen 10 minuten - Aantonen van Giardia duodenalis (Giardia lamblia, Giardia intestinalis) - Met latextechnologie voor gemakkelijk leesbare testresultaten - De laagste concentraties ziekteverwekkers worden betrouwbaar en duidelijk gedetecteerd. - Hygiënisch gebruik - Opslag bij kamertemperatuur <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">- GiarDia test:</td> <td style="width: 20%;">Sensitiviteit</td> <td style="width: 20%;">Specificiteit</td> <td style="width: 30%;">TTP (total Test Performance)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>91,89%</td> <td>97,87%</td> <td>95,24%</td> </tr> </table>				- GiarDia test:	Sensitiviteit	Specificiteit	TTP (total Test Performance)		91,89%	97,87%	95,24%
- GiarDia test:	Sensitiviteit	Specificiteit	TTP (total Test Performance)									
	91,89%	97,87%	95,24%									

	<p>Wat is Giardia?</p> <p>Giardia is een één van de meest voorkomende darmparasieten bij katten en honden en is zeer besmettelijk voor mens en dier. Giardia is de naam van een eencellige parasiet die kan leven in de dunne darm van uw hond of kat, of andere (wilde) dieren.</p> <p>Een dier wordt besmet door het opeten van de parasiet, bijvoorbeeld door drinken van buitenwater of het likken van poten nadat hij/zij buiten is geweest.</p> <p>Als de parasiet ingeslikt is, vermenigvuldigt de parasiet in de darmen. Lang niet alle dieren worden hier ziek van. Sterker nog, dieren die gezond lijken, kunnen toch de ziekte bij zich dragen en zo andere dieren besmetten. Sommige dieren krijgen door de darmparasiet last van hardnekkige en terugkerende diarree. Omdat de parasiet lange tijd in de omgeving van een besmet dier kan blijven leven, komt het vaak voor dat een dier opnieuw besmet wordt. Het is daarom aan te bevelen om uw gelijktijdig met de behandeling te wassen en ook de omgeving te desinfecteren. (mand, kussen, deken etc.)</p> <p>Producent Fassisi GmbH</p> <p>Fassisi GmbH is een Duitse fabrikant en ontwikkelaar van veterinaire diagnostische sneltestsystemen, gevestigd in Göttingen, Duitsland. Wij vervaardigen ons brede assortiment sneltestsystemen voor kleine en grote dieren volgens gecontroleerde, internationale kwaliteitsnormen. Fassisi biedt een eenvoudige testtoepassing op locatie, en biedt testresultaten binnen enkele minuten met een betrouwbare testkwaliteit.</p> <p>Het doel van alle producten is een eenvoudige, ongecompliceerde en snelle toepassing, zodat direct gerichte therapeutische maatregelen kunnen worden genomen. Gebruik als acute diagnostiek, als screeningsproduct of om de vaccinatietiter te controleren, bestrijken de belangrijkste toepassingsgebieden van onze sneltestsystemen.</p>
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none"> - Testcassette - Swab voor bemonstering - Flacon met reagens
Gebruik / Dosering	Zie bijsluiter
Bewaren	Bewaring bij kamertemperatuur (15-30°C), droog en niet in de zon bewaren, buiten bereik van kinderen.
Waarschuwing	Alvorens te gebruiken, de handleiding lezen.
Key Words	Giardia, Giardia zelftest, parasieten hond en kat, darmparasiet
Up-sell	Sneltest Triple (Parvo+Corona+Giardia)
Cross-sell	Sneltest Parvo