



Made in Germany 
Save CO2 

Gewicht, inhoud	Sneltest Bodia	1 stuks (brievenbusverpakking)	5 stuks																				
EAN Code		8718403362497	4260222680596																				
Advies Verkoopprijs	Zie prijslijst																						
Doeldier	Kalf & Rund																						
Indicatie	In-house sneldetectie van Rotavirus, Coronavirus, E.Coli en Cryptosporidia																						
Korte beschrijving	Bodia kalverdiarree sneltest, sneldetectie van Rotavirus, Coronavirus, E.Coli en Cryptosporidia.																						
Lange beschrijving	<p>Fassisi BoDia is een sneltest voor de gelijktijdige identificatie van vier besmettelijke pathogenen bij kalverdiarree. De sneltest maakt het snel en eenvoudig te testen op virussen en voor het opsporen van enkelvoudige en gemengde infecties bij kalveren met diarree.</p> <p>U heeft binnen 10 minuten resultaat, zodat er geen tijd verloren gaat en met een vroegtijdige behandeling kan worden gestart.</p> <p>Detectie van 4 verschillende antigenen in de mest van Kalf en Rund:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotavirus - Coronavirus - E. Coli K99 - Cryptosporidia <p>Belangrijkste eigenschappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemakkelijk gebruik ter plaatse - De resultaten zijn beschikbaar binnen 10 minuten - Gemakkelijk hanteerbaar en hygiënisch - Hygiënisch gebruik, alle benodigde items zijn inbegrepen in de testkit - Opslag bij kamertemperatuur <p>Gevoeligheid, specificiteit en TTP (total test performance)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sensiviteit</th> <th>Specificiteit</th> <th>TTP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rotavirus:</td> <td>97,06%</td> <td>97,83%</td> <td>97,50%</td> </tr> <tr> <td>Coronavirus:</td> <td>90,91%</td> <td>98,55%</td> <td>97,50%</td> </tr> <tr> <td>E. Coli K99:</td> <td>88,88%</td> <td>99,99%</td> <td>98,89%</td> </tr> <tr> <td>Crypto:</td> <td>95,00%</td> <td>97,50%</td> <td>96,25%</td> </tr> </tbody> </table>				Sensiviteit	Specificiteit	TTP	Rotavirus:	97,06%	97,83%	97,50%	Coronavirus:	90,91%	98,55%	97,50%	E. Coli K99:	88,88%	99,99%	98,89%	Crypto:	95,00%	97,50%	96,25%
	Sensiviteit	Specificiteit	TTP																				
Rotavirus:	97,06%	97,83%	97,50%																				
Coronavirus:	90,91%	98,55%	97,50%																				
E. Coli K99:	88,88%	99,99%	98,89%																				
Crypto:	95,00%	97,50%	96,25%																				

	<p>Producent Fassisi GmbH</p> <p>Fassisi GmbH is een Duitse fabrikant en ontwikkelaar van veterinaire diagnostische sneltestsystemen, gevestigd in Göttingen, Duitsland. Wij vervaardigen ons brede assortiment sneltestsystemen voor kleine en grote dieren volgens gecontroleerde, internationale kwaliteitsnormen. Fassisi biedt een eenvoudige testtoepassing op locatie, en biedt testresultaten binnen enkele minuten met een betrouwbare testkwaliteit.</p> <p>Het doel van alle producten is een eenvoudige, ongecompliceerde en snelle toepassing, zodat direct gerichte therapeutische maatregelen kunnen worden genomen. Gebruik als acute diagnostiek, als screeningsproduct of om de vaccinatietiter te controleren, bestrijken de belangrijkste toepassingsgebieden van onze sneltestsystemen.</p>
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none"> - Testcassette - Pipet voor sampling - Swab voor bemonstering - Flacon met reagens
Gebruik / Dosering	Neem een diarreemonster met de bijgeleverde pipet en neem een sample met de swab en plaats deze in meegeleverde reagensvloeistof, druppel het mengsel met de pipet op de testcassette aan, waarna de testuitslag binnen 10 minuten waarneembaar is.
Bewaren	Bewaring bij kamertemperatuur (15-30°C), droog en niet in de zon bewaren, buiten bereik van kinderen.
Waarschuwing	Alvorens te gebruiken, de handleiding lezen.
Key Words	Fassisi Bodia, kalverdiarree
Up-sell	Fassisi Bodia plus
Cross-sell	Fassisi PiDia