



Made in Germany   
**Save CO2** 

<b>Gewicht, inhoud</b>	Sneltest 5 stuks
<b>EAN Code</b>	4260222680626
<b>Advies Verkoopprijs</b>	Zie prijslijst
<b>Doeldier</b>	Hond en Kat
<b>Indicatie</b>	Sneldetectie van Giardia en Cryptosporidium in de ontlasting van honden en katten.
<b>Korte beschrijving</b>	Fassisi CryGiDia is een sneltest voor detectie Giardia en en Cryptosporidium in de ontlasting van honden en katten.
<b>Lange beschrijving</b>	<p>Fassisi CryGiDia is een immunochromatografische sneltest die antigenen van de ziekteverwekkers Giardia duodenalis en Cryptosporidium parvum detecteert <b>in de ontlasting</b> van honden en katten.</p> <p><b>Giardia</b> wordt gedetecteerd door de oppervlakte-antigenen van Giardia-cysten en trofozoïeten. De ziekteverwekker behoort tot de soort dunne darmparasieten en is een van de meest voorkomende darmparasieten ter wereld (ongeveer 10% van alle honden en katten dragen Giardia). De ziekteverwekker tast het maagdarmkanaal van het zieke dier aan en kan onopgemerkt leiden tot een ziekteverloop van een week tot enkele maanden. Giardiose is vaak latent en moeilijk te identificeren. Ook mensen kunnen besmet raken met Giardia.</p> <p><b>Cryptosporidium parvum</b> is een ovale dunne darmparasiet die diarree veroorzaakt. De ziekteverwekker veroorzaakt cryptosporidiose, wat ook mensen kan treffen. Besmette dieren scheiden, zoals bij Giardia gebeurt, continu de overeenkomstige ziekteverwekker uit via de ontlasting, waardoor de ziekteverwekker zich verspreidt en andere dieren infecteert.</p> <p>Zowel Giardia als Cryptosporidia leiden vaak tot slijmerige, papperige diarree en braken, en de symptomen van beide ziekten zijn vaak vergelijkbaar.</p> <p>De Fassisi CryGiDia Test is vooral handig voor het opsporen van gemengde infecties of als het onduidelijk is welke oorzaak tot diarreeverschijnselen leidt,</p> <p><b>Belangrijkste eigenschappen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eenvoudig en hygiënisch in gebruik, alle benodigdheden zijn in de kit ingesloten.</li> <li>- Voor detectie in ontlasting</li> <li>- Testresultaat binnen 10 minuten, direct ter plaatste te gebruiken</li> <li>- Bewaring bij kamertemperatuur kan bij (2-30 °C) worden bewaard.</li> </ul>

	<b>Gevoeligheid</b>	<b>Specificiteit</b>
Cryptosporidium	95,00%	97,50%
Giardia	91,89%	97,87%
<p><b>Producent Fassisi GmbH</b></p> <p>Fassisi GmbH is een Duitse fabrikant en ontwikkelaar van veterinaire diagnostische sneltestsystemen, gevestigd in Göttingen, Duitsland. Wij vervaardigen ons brede assortiment sneltestsystemen voor kleine en grote dieren volgens gecontroleerde, internationale kwaliteitsnormen. Fassisi biedt een eenvoudige testtoepassing op locatie, en biedt testresultaten binnen enkele minuten met een betrouwbare testkwaliteit.</p> <p>Het doel van alle producten is een eenvoudige, ongecompliceerde en snelle toepassing, zodat direct gerichte therapeutische maatregelen kunnen worden genomen. Gebruik als acute diagnostiek, als screeningsproduct of om de vaccinatietiter te controleren, bestrijken de belangrijkste toepassingsgebieden van onze sneltestsystemen.</p>		
<b>Samenstelling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Testcassette</li> <li>- Pipet voor bemonstering</li> <li>- Flacon met reagens</li> </ul>	
<b>Gebruik / Dosering</b>	Zie bijsluiter	
<b>Bewaren</b>	Bewaring bij kamertemperatuur (15-30°C), droog en niet in de zon bewaren, buiten bereik van kinderen.	
<b>Waarschuwing</b>	Alvorens te gebruiken, de handleiding lezen.	
<b>Key Words</b>	Hartworm, Anaplasmosis, Ehrlichiose, Leishmaniasis	
<b>Up-sell</b>		
<b>Cross-sell</b>	Fassisi Triple Diarree test	