

WITNESS™ | FeLV-FIV



WITNESS™ FeLV-FIV

Aantonen van:
FeLV p27 antigen
Anti-FIV gp40 antistoffen

Samenvatting:

WITNESS™ FeLV-FIV is een Rapid Immuno Migration (RIM™) technologie test voor het aantonen van zowel Feline Immunodeficiency Virus antistoffen (FIV) als het Feline Leukemie Virus antigen (FeLV).

Monstertype

Volbloed met anticoagulans vermengd, serum of plasma

 resultaat in **10 minuten**

Houdbaarheid en opslag

18 maanden, bewaren op kamertemperatuur

Verpakkingen:

Doos met 5 of 10 testen
Stickers voor vaccinatieboekje inbegrepen

SAMENVATTING VAN HET PROTOCOL :

1 DRUPPEL bloedmonster,
3 DRUPPELS buffer.
Wachttijd **10 MINUTEN**

WITNESS™ | Parvo



WITNESS™ Parvo

Aantonen van:
Canine Parvovirus antigen

Samenvatting:

WITNESS™ Parvo is een RIM™ test die antigen van hondenparvovirus in de ontlasting detecteert. De test kan worden gebruikt bij puppy's en honden die symptomen vertonen vergelijkbaar met symptomathiek van parvovirose.

Monstertype

Ontlasting (rectaal uitstrijkje / uitgestoten uitwerpselen)

 resultaat in **10 minuten**

Houdbaarheid en opslag

12 maanden, bewaren op kamertemperatuur

Verpakkingen:

Doos met 5 testen

SAMENVATTING VAN HET PROTOCOL :

Met gebruik van **UNIEKE 2-IN-1 PIPET: 5 DRUPPELS** monster (fecale suspensie / buffermengsel).
Wachttijd **10 MINUTEN**

WITNESS™ | Giardia



WITNESS™ Giardia

Aantonen van:
Giardia intestinalis antigen

Samenvatting:

WITNESS™ Giardia is een RIM™ test die antigen van *Giardia intestinalis* detecteert in fecale monsters van honden en katten. De test kan worden gebruikt als screeningstool bij jonge dieren of bij het vertonen van symptomen die wijzen op Giardiasis

Monstertype

Ontlasting (rectaal uitstrijkje / uitgestoten uitwerpselen)

 resultaat in **5 minuten**

Houdbaarheid en opslag

24 maanden, bewaren op kamertemperatuur

Verpakkingen:

Doos met 5 testen
Stickers voor vaccinatieboekje inbegrepen

SAMENVATTING VAN HET PROTOCOL :

Met gebruik van **UNIEKE 2-IN-1 PIPET: 5 DRUPPELS** monster (fecale suspensie / buffermengsel).
Wachttijd **5 MINUTEN**

WITNESS™ | Lepto



WITNESS™ Lepto

Aantonen van:
Anti-Leptospira IgM antistoffen

Samenvatting:

WITNESS™ Lepto is een RIM™ test die immunoglobuline M [IgM] antilichamen in honden detecteert, deze ontwikkelen zich binnen een week na blootstelling aan leptospiren.

Monstertype

Volbloed vermengd met anticoagulans, serum of plasma

 resultaat in **10 minuten**

Houdbaarheid en opslag

18 maanden, bewaren op kamertemperatuur

Verpakkingen:

Doos met 5 testen
Stickers voor vaccinatieboekje inbegrepen

SAMENVATTING VAN HET PROTOCOL :

5 µL monster, **4 DRUPPELS** buffer. Wachttijd **5 MINUTEN**.
Gebruik hiervoor het meegeleverde zelfvullende capillairpipet.

WITNESS™ | Relaxin



WITNESS™ Relaxin

Aantonen van:
Relaxine hormoon

Samenvatting:

WITNESS™ Relaxin is een RIM™ test die het relaxine-hormoon detecteert. Aanzienlijke hoeveelheden van dit hormoon zijn een betrouwbare indicator van dracht bij honden en katten.

Monstertype

Serum of plasma

 resultaat in **10 minuten**

Houdbaarheid en opslag

20 maanden, bewaren op kamertemperatuur

Verpakkingen:

Doos met 5 testen

SAMENVATTING VAN HET PROTOCOL :

2 DRUPPELS monster (plasma of serum), **2 DRUPPELS** buffer. Wachttijd **10 MINUTEN**

WITNESS™ | LH



WITNESS™ LH

Aantonen van:
Luteïniserend hormoon

Samenvatting:

WITNESS™ LH is een RIM™ test die luteïniserend hormoon(LH) detecteert. De test helpt bij het bepalen van het optimale dektijdstip door de dag van de LH-stijging te identificeren. Het kan ook worden gebruikt om onderscheid te maken tussen teven die ovariectomie hebben ondergaan en seksueel intacte teven.

Monstertype

Uitsluitend serum

 resultaat in **20 minuten**

Houdbaarheid en opslag

18 maanden, bewaren op kamertemperatuur

Verpakkingen:

Doos met 6 testen

SAMENVATTING VAN HET PROTOCOL :

4 DRUPPELS monster (alleen serum).
Wachttijd **20 MINUTEN**