

LUBRICATIE EN HYDRATATIE VAN HET OOG

Remend® 0.4

De weg naar verhoogd comfort
voor droge en geïrriteerde ogen

Een unieke gepatenteerde innovatie voor
lubricatie van de ogen van honden, katten,
paarden en bijzondere gezelschapsdieren

- Hyaluronzuur is een natuurlijk voorkomend product in het lichaam van mensen en dieren. Het speelt een rol in hydratatie, lubricatie en heling van het lichaam. Lichaamseigen hyaluronzuur is echter gevoelig aan afbraak⁽¹⁾.
- De gepatenteerde BioHAnce™ biotechnologie modificeert het hyaluronzuur zodat dit meer weerstandig is aan degradatie, terwijl het een gunstige omgeving creëert om hydratatie en lubricatie te bevorderen.



FENDIGO
AN ALIVIRA GROUP COMPANY

WWW.FENDIGO.COM

VOORUITSTREVENDE LUBRICATIE, GROOT GEBRUIKSGEMAK EN COMFORT

Lubricatie en bescherming van het oog

UNIEKE FORMULATIE

● BioHance™ gecrosslinkt hyaluronzuur (0.4%)

- Verbeterde lubricatie en hydratatie van de cornea⁽²⁾
- Verbeterde muco-adhesieve eigenschappen in vergelijking met lineair hyaluronzuur⁽²⁾
- Verbetering van de stabiliteit van de traanfilm⁽³⁾
- Brede spreiding over het oogoppervlak

● Geconcentreerde 0.4% oplossing

- Langdurige lubricatie^(2,4)

● Verhoogd comfort voor het dier en gebruiksgemak voor de eigenaar

- Geen troebel, maar helder zicht⁽³⁾
- Optimale tolerantie door afwezigheid van bewaarmiddelen⁽⁵⁾
- Lage frequentie van toediening volstaat dankzij langdurige lubricatie⁽³⁾

ONDERSTEUND DOOR EEN GECONTROLEERDE STUDIE BIJ HONDEN 🐕

Significante verbetering van oculaire irritatie wanneer 2 x daags toegediend⁽³⁾. Het gecrosslinkt 0.4% hyaluronzuur resulteerde in betere lubricatie vergeleken met een 0.3% lineair hyaluronzuur preparaat, dat 3 x daags werd toegediend⁽⁶⁾.

TOEDIENING

- 1 tot 2 druppels rechtstreeks in het oog toedienen, 2 x daags.
- Door beweging van de oogleden, zal Remend® 0.4 zich verdelen over het oogoppervlak.

Remend® 0.4 is inzetbaar bij droge, geïrriteerde ogen en andere condities waarbij lubricatie en hydratatie van het oog aangewezen zijn.

REMEND® 0.4

- Gepatenteerd, gecrosslinkt 0.4% hyaluronzuur
- Bevordert lubricatie en hydratatie van droge en geïrriteerde ogen
- Toediening 2 x daags
- Zonder bewaarmiddel voor een optimale tolerantie
- 30 dagen houdbaar na opening
- Bewaren op kamertemperatuur
- Flacon 10 ml



Referenties:

- (1) Kobayashi, T et al (2020) Hyaluronan: Metabolism and Function. Biomolecules 10(11) DOI: 10.3390/biom10111525.
- (2) Montiani-Ferreira, F et al (2022) Fluorometric evaluation of cross-linked vs linear hyaluronic acid eye lubricants. ACVO 2022 Conference poster session.
- (3) Yang, G et al (2010) A cross-linked hyaluronan gel accelerates healing of corneal epithelial abrasion and alkali burn injuries in rabbits. Veterinary Ophthalmology 13(3):144-150.
- (4) Plummer, CE et al (2022) Evaluation of topically applied cross-linked hyaluronic acid (Remend®) on the ocular surface of clinically healthy dogs. ACVO 2022 Conference poster session.
- (5) Williams, DL (2017) Topical Cross-Linked HA-Based Hydrogel Accelerates Closure of Corneal Epithelial Defects and Repair of Stromal Ulceration in Companion Animals. Investigative ophthalmology & visual science 58(11):4616-4622.
- (6) Williams, DL et al (2013) A crosslinked HA-based hydrogel ameliorates dry eye symptoms in dogs. International Journal of Biomaterials 2013:460437.